

Royal Tel-Weight

Digital Que habla La Balanza de baño

Bilingüe: Inglés y Español (El Artículo No.# 203778)

Manual del Propietario

Para Comenzar

Insertar cuatro baterías AA en el compartimiento según lo indicado. Usar el interruptor en la parte de abajo para cambiar - Inglés y Español. Mantener la Balanza en posición nivelar. *Pararse cerca de una pared o de un pasamano para el equilibrio y la seguridad.*

Tomar La Medida

- 1) Golpee ligeramente la plataforma de la medida con un pie para girar la unidad. Cuando la balanza dice "Hola!", quite su pie de la plataforma.
- 2) Después de 2 segundos, la balanza le dirá "Estoy Preparada!" y la exhibición demostrará "0,0 libras". Usted puede ahora pararse sobre la plataforma. Su peso será exhibido y leer hacia fuera una vez que usted permanezca firme.
- 3) Después que usted se retire de la plataforma, la balanza se apagará automáticamente en el plazo de 10 segundos. Dirá "Adiós!" cuando se apague.

El cambiar a la sistema métrico

Presione el botón LB/KB debajo del panel de visualización en la parte superior de la balanza para cambiar entre métrica (KG) y lecturas no – métrico (LB).

El dar vuelta de la función que habla

Utilice el interruptor en el fondo de la plataforma para cambiar con./desc. la función que habla.

Conversion de la Lenguaje

Usar el interruptor en el fondo de la plataforma para cambiar - Inglés y Español.

Notas Importantes

- Siempre mantenga el equilibrio para su seguridad. Al tomar la medida, cerciórese de equilibrarse uniformemente en la plataforma.
- No sobrecargue la balanza a capacidad máxima. Se dañaran los sensores la garantía será anulada. La exhibición demostrará "FFFF" cuando está sobrecargada.
- Un simbolo será exhibido cuando las baterías no están funcionando. Favor de substituir inmediatamente las baterías.
- Utilice la unidad en superficie firme solamente.
- No ponga del la unidad en un área de temperatura extremadament (alta o baja) o humedad alta.
- Para limpiar la unidad, utilice un paño humedecido y detergente suave. **NO** sumerja la unidad en agua.
- Evite el impacto o la vibración excesiva a la unidad.
- Si usted no se propone utilizar esta unidad por un período de largo plazo, quite las baterías antes de almacenar.
- Procure no desarmar la unidad, o la garantía será anulada.
- La unidad es para el uso casero y personal solamente. No para el comercio.